

HiGel Care fertőtlenítőszer koncentrátum

A HiGel Care kvaterner ammóniumvegyületeket tartalmazó, széles antimikrobiális spektrummal rendelkező, fertőtlenítőszer.

Enyhén viszkózus, jellegzetes szagú, semleges pH-jú, amely mosható felületek fertőtlenítésére alkalmas.

Különösen ajánlott sportklubokban, szépségszalonokban, szoláriumokban fertőtlenítésre.

Alkalmazási területek: élelmiszerrel nem érintkező szilárd felületek fertőtlenítésére egészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, stb.), idősok otthonában, óvodákban, iskolákban, szoláriumokban, közintézményekben, sportklubokban, szépségszalonokban, szoláriumokban, valamint szőnyegek és szövet kárpitok fertőtlenítésére.

Tulajdonságok

Aldehid, klór és alkoholmentes

Veszélyes összetevők:

Didecyldimethylammonium chloride (3,3 %), Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (3,3%) , Alkyl (C12-C14) dimethyl(ethylbenzyl)-ammonium chloride (3,3%)

Hatásspektrum:

baktericid (beleértve MRSA is), fungicid, yeasticidal, szelektív virucid (norovírus és burkos vírus inaktíváló hatás)

Használati utasítás, alkalmazási paraméterek:

A munkaoldatot mindig frissen felhasználás előtt kell elkészíteni.

A fertőtlenítés előtt a kezelendő felületeket és a textíliát előzetesen meg kell tisztítani.

Öntsük/permetezzük vagy egy átitatott törölkendővel/moppal vigyük fel a munkaoldatot a fertőtlenítendő felületre/textíliára, úgy hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk a felületet megszáradni, vagy a behatási idő letelte után szükség szerint vízzel öblítsük át a felületet. A behatási idő alatt a felületet végig nedves állapotban kell tartani.

Alkalmazási paraméterek:

Koncentráció	Hőmérséklet	Behatási idő	Antimikrobiális spektrum
2%	környezeti	5 perc	baktericid, MRSA és burkos vírusok
1,5%	környezeti	15 perc	yeasticid hatás
6%	környezeti	30 perc	baktericid, MRSA, yeasticid, burkos vírusok és norovírus

Figyelmeztetés

Mielőtt a fertőtlenítést elkezdené a felület egy kis részén ellenőrizze a termék alkalmasságát, textilláknál a színállandóságot, a textura esetleges változását.

Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető!

Tárolás, eltarthatóság:

Eredeti, bontatlan ép csomagolásban száraz, jól szellőztethető, hő- és napfény mentes helyen, 10-30C° hőmérséklet tartományban gyártástól számított 3 évig eltartható.

Kiszerezés

1, 5, 10 liter PE flakon, illetve kanna

NNK engedély száma: 34043-3/2021/JIF



Terméktípus: PT2

Formuláció: folyékony koncentrátum

Felhasználói kör: professzionális

Biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások: A koncentrátum hígításakor viseljen megfelelő PPE-t (kesztyű, szemvédő, kezesszabas és lábbeli). A hígított termék felhordásakor tartsa be a megfelelő munkahigiénés intézkedéseket, használjon kesztyűt, kezesszabast és szükség esetén cipőt.

Elsősegély:

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos. Esméletlen sérültet helyezünk stabil oldalfekvésbe.

Belégzés: Vigye friss levegőre. Biztosítsunk nyugalmat számára. Biztosítsunk szabad légutakat. Rosszullét esetén hívjunk orvost. Ha a légzés rendszertelen vagy leáll., alkalmazzunk mesterséges légzést. Az eszméletlen sérültet helyezük stabil oldalfekvésbe.

Bőr: Az elszennyeződött ruházatot vegyük le, a bőrre került anyagot bő szappannal és vízzel azonnal le kell mosni. Irritáció esetén hívjon orvot.

Szem: A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan langyos folyóvízzel a szemhéjak széthúzása mellett. Adott esetben a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést legalább. 15 percig. Azonnal forduljunk orvoshoz. Az ép szemet letakarással védjük. Az öblítést a kórházba szállítás közben is folytassuk.

Lenyelés: Mossuk ki a szájüreget, majd adjunk sok vizet a sérültnek. Tilos hánytatni! Azonnal hívjunk orvost.

Az elsősegélynyújtó védelme: Nincs különleges előírás

Környezetvédelmi/ökotoxikológiai előírások: Tilos a hígítatlan terméket és annak maradványait állóvizekbe, vízfolyásokba, talajba, közcsatornába juttatni. A kiömlött anyagot védőgáttal kell körülvenni, majd homokkal felitatni.

Hulladékkezelés: A termék maradványainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvekben meghatározottak az irányadók.

Veszélyes áruk szállítása (ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint)



Figyelmeztető mondat:

- H315** Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:

- P264** A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:

- P305 + P351 + P338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:

- P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Gyártó és forgalmazó:

Ultragel Hungary 2000 Kft
1023 Budapest, Bécsi út 4.
Telefon: +36-1 2783050
E-mail: info@ultragel.hu
www.ultragel.hu